


## Pluggo Galileo – teknisk beskrivning

Pluggo är designad för snabb och säker avkorkning av BD Vacutainer™ rör.  
Pluggo hanterar 5ml eller 7ml Vacutainer™ rör i storlekarna  
13 x 75 mm och 13 x 100 mm i Galileo 16-positions rackar.

# PLUGGO



De avkorkade korkarna transporteras via en ränna till sidan om Pluggo.

### Teknisk data

Kapacitet:	Upp till 16 prover i ett rack
Rör typ:	BD Vacutainer™
Hastighet:	Ca en sekund per rör
Storlek:	435x500x210 mm (Längd x Bredd x Höjd)
Vikt:	10,0 kg
Anslutning:	230VAC 50Hz/110VAC 60Hz
Energiförbrukning:	60VA