

# CLINICON®

Laboratory Equipment & Supplies

## Pluggo för Hamilton 24 positions rack – teknisk beskrivning

Pluggo är designad för snabb och säker avkorkning av BD Vacutainer™ rör. Pluggo hanterar 5ml, 7ml eller 10ml Vacutainer™ rör i storlekarna 13 x 75 mm, 13 x 100 mm och 16 x 100mm i Hamilton 24-positions rackar.

# PLUGGO



De avkorkade korkarna transporteras via en ränna till sidan om Pluggo.

### Teknisk specifikation

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kapacitet:         | Upp till 24 prover i ett rack         |
| Typ av rör:        | BD Vacutainer™                        |
| Hastighet:         | Ca en sekund per rör                  |
| Storlek:           | 435x700x210 mm (Längd x Bredd x Höjd) |
| Vikt:              | 10,0 kg                               |
| Anslutning:        | 230VAC 50Hz/110VAC 60Hz               |
| Energiförbrukning: | 60VA                                  |