

## Pluggo Solo – teknisk beskrivning

För att snabbt och säkert korka av BD Vacutainer™ rör.

Pluggo Solo passar följande rörstorlekar: 13 x 75, 13 x 100, 16 x 75 och 16 x 100 mm.

Pluggo Solo öppnar ett rör åt gånget och man växlar enkelt rörstorlek.

## PLUGGO



Korkarna samlas upp i en behållare som placeras under avkorkarhuvudet.

### Teknisk specifikation

Rör typ:	BD Vacutainer™
Hastighet:	Ca en sekund per rör
Storlek:	220x155x210 mm (Längd x Bredd x Höjd)
Vikt:	5,0 kg
Anslutning:	230VAC 50Hz/110VAC 60Hz
Energiförbrukning:	60VA