


Pluggo Standard – Teknisk beskrivning

Pluggo är designad för snabb och säker avkorkning av BD Vacutainer™ rör. Pluggo hanterar 5ml, 7ml, 7ml långa och 10ml rör i fyra färgkodade karuseller enligt tabell nedan.



PLUGGO



Färg	Rörstorlek	Volym
Blå	13 x 75 mm	5 ml
Röd	13 x 100 mm	7 ml långt rör
Grå	16 x 75 mm	7 ml
Gul	16 x 100 mm	10 ml

De avkorkade korkarna transporteras via en ränna till sidan om Pluggo.

Teknisk data

Kapacitet:	Upp till 24 prover i varje karusell
Rör typ:	BD Vacutainer™
Hastighet:	30 sekunder per karusell
Storlek:	430x270x210 mm (Längd x Bredd x Höjd)
Vikt:	9,0 kg
Anslutning:	230VAC 50Hz/110VAC 60Hz
Energiförbrukning:	60VA