


Pluggo för Tecan 16-positions rackar –Teknisk beskrivning

Pluggo är designad för snabb och säker avkorkning av BD Vacutainer™ rör.
Pluggo hanterar 5ml, 7ml eller 10ml Vacutainer™ rör i storlekarna
13 x 75 mm, 13 x 100 mm och 16 x 100mm i Tecan 16-positions rackar.

PLUGGO



De avkorkade korkarna transporteras via en ränna till sidan om Pluggo.

Teknisk data

Kapacitet:	Upp till 16 prover i ett rack
Typ av rör:	BD Vacutainer™
Hastighet:	Ca en sekund per rör
Storlek:	435x650x210 mm (Längd x Bredd x Höjd)
Vikt:	10,0 kg
Anslutning:	230VAC 50Hz/110VAC 60Hz
Energiförbrukning:	60VA